

# MESOHEAL<sup>®</sup>+

Alta tecnología para tu bienestar articular.

505200  
Sodium Hyaluronate 2.5ML  
MESOHEAL<sup>®</sup>  
Hyaluronic Acid





Koru es una compañía farmacéutica global, reconocida por su sólida capacidad en investigación, desarrollo e innovación, y por su compromiso con la calidad de última generación.



### Fuerza laboral dedicada

Nuestra fuerza laboral supera las 25,000 personas, de las cuales 1,300 se dedican exclusivamente a la investigación y desarrollo, impulsando nuestro constante avance y compromiso con la innovación.



### Compromiso con la calidad

Koru es sinónimo de excelencia y confiabilidad en el suministro de medicamentos de alta calidad. Nuestra reputación se basa en un firme compromiso con la calidad y el acceso a productos farmacéuticos seguros y eficaces.

"Un Mundo, Un Producto, Una Calidad": Todos nuestros productos cumplen con las estrictas normas regulatorias internacionales, garantizando la más alta calidad en cada uno de ellos.

Hacemos lo correcto, no lo fácil: Realizamos auditorías periódicas de calidad, tanto internas como externas, para asegurar el cumplimiento continuo de los más altos estándares.



## PRODUCTO DE CALIDAD SUPERIOR

MESOHEAL+ es fabricado bajo los más estrictos estándares de calidad, en nuestras instalaciones de Seúl, Corea del Sur, que cumplen con todos los requisitos para la producción de inyectables estériles.

- Nuestras instalaciones están aprobadas por la FDA.
- Cuentan con certificaciones ISO 9001 e ISO 13485.
- Aprobadas por la HPRA (Autoridad Reguladora de Productos de Salud) de la Unión Europea.



En Koru, la calidad es nuestra prioridad. Todos nuestros productos estériles son sometidos a rigurosas pruebas antes de ser lanzados al mercado.



Las instalaciones están equipadas para producción aseptica.




El equipo de procesamiento cuenta con tecnología de punta, y es provisto por fabricantes de alta reputación.



**MESOHEAL+** ostenta la marca CE (Conformidad Europea) y **está elaborado con hialuronato de sodio (AH) de alta pureza.**

- Cada lote de AH utilizado cumple con rigurosos estándares de calidad y es completamente trazable desde la materia prima hasta el producto final.

Todos nuestros productos estériles se esterilizan por filtración a través de un **filtro de 0.2 micrones**, sin el uso de calor, para garantizar la **máxima pureza y seguridad**.





**Hialuronato sódico reticulado** solución inyectable, es un producto diseñado para realizar infiltraciones múltiples (normalmente de 3 a 5 jeringas, en intervalos de 1 semana) por medio de inyecciones intra-articulares.

**25 mg/2.5 ml**

- Aumenta la viscosidad, elasticidad del líquido sinovial.
- Mejora la nutrición del cartílago y acelera su proceso de restauración
- Amortigua la fricción de las superficies articulares y reduce la inflamación.
- Elimina síntomas como enrojecimiento, dolor y crepitación en las articulaciones.
- El HA compensa la diferencia de líquido sinovial.
- Mesoheal+ juega el papel de trasplante de líquido.

**DESCRIPCIÓN:** MESOHEAL+ es una solución de hialuronato sódico reticulado obtenida mediante un sistema químico patentado, apírogeno y estéril.

- Contiene 25 mg/2.5 ml de Hialuronato sódico reticulado (NaHA) disuelto en solución salina tamponada con fosfato isoosmolar.
- Fabricado con Hialuronato sódico ultra puro de alto peso molecular 1500 kDa obtenido mediante fermentación bacteriana.

**APLICACIONES:** MESOHEAL+, Hialuronato sódico reticulado solución inyectable, es un producto diseñado para realizar infiltraciones múltiples (normalmente de 3 a 5 jeringas, en intervalos de 1 semana) por medio de inyecciones intra-articulares designadas para tratar los síntomas de la osteoartritis.

**INDICACIONES:** MESOHEAL+ está indicado como suplemento viscoelástico o sustituto del líquido sinovial en articulaciones:

- Ideal para el tratamiento en humanos de los síntomas de disfunciones articulares tales como la osteoartritis.
- La acción de MESOHEAL es lubricante y con efecto mecánico.

**MODO DE EMPLEO:** La cantidad requerida de MESOHEAL se inyecta a través de una aguja estéril, hipodérmica desecharable de calibre adecuado en el espacio de la articulación seleccionada.

**EFEKTOS ADVERSOS:** El ácido hialurónico es un componente natural de los tejidos humanos.

MESOHEAL se prueba a fondo para determinar que cada lote se ajusta a los estándares de calidad del producto. Dado que las moléculas de hialuronato sódico son no inflamatorias, cualquier respuesta fisiológica se considera que está causada por el procedimiento invasivo. Hay ocasiones que se han observado leves o moderados episodios de inflamación transitoria y molestias después de la inyección intra-articular de soluciones de hialuronato de sodio. Otros riesgos asociados con el procedimiento de inyección en las articulaciones pueden incluir procesos tales como infecciones y hemorragias.

**PRESENTACION:** MESOHEAL es una solución viscoelástica estéril suministrada en una jeringa precargada de vidrio desecharable de 2.5 ml. Cada jeringa contiene solución salina de hialuronato sódico tamponada con fosfato.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar entre 15oC y 25oC. (No congelar). Mantener fuera del alcance de los niños.

Importado y distribuido por:

Ortopedia Ana S.A. de C.V.

Prol. Las Torres 121 Regio Parque Industrial Santa Catarina, N.L.

C.P. 66367

RFC: OAN130402894

® Marca Registrada